

DE	LN <sub>2</sub> Behandlungsdauer	Technik	Zeit (s)	FTC	Marge (mm)	Behandlungen /Intervall (Wochen)
Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)		OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
Verrucae vulgaris		OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = open spray (offen Spray) CP = contact probe (Kontaktsonde) FTC = freeze/thaw cycles (einfrieren/auftau-Zyklen)  
Die Behandlungszeiten sind Richtwerte und können je nach Größe der Sprühdüse oder Kontaktsonde, die Größe und die Art der Läsion, Spritzabstand sowie persönlichen Vorlieben variieren.

DK	LN <sub>2</sub> Behandlingstider	Teknik	Tid (s)	FTC	Margen (mm)	Behandler/interval (uger)
Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)		OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
Verrucae vulgaris		OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = open spray (åben spray) CP = contact probe (kontakt probe) FTC = fryse/tø cyklus  
Behandlingstider er vejledende og kan variere alt efter størrelse af spray dyse eller kontakt probe, størrelse og type læsion, spray afstand samt personlige præferencer.

EE	LN <sub>2</sub> Ravi korda	Metoodika	Aeg (s)	FTC	Marginaal (mm)	Seansid / intervall (nädalat)
Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)		OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
Verrucae vulgaris		OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = avatud spray CP = kontakti sond FTC = jäätumise / sulamise tsükliit  
Ravi ajal on soovituslik ja võivad muutuda sõltuvalt suuruselt pritsimisotsikuga või kontakti sond, suurus ja liiki kahjustuste pihustamiskaugus samuti isiklikud eelistused.

ES	LN <sub>2</sub> Tiempos Tratamiento	Tecnica	Tiempo (s)	FTC	Margen (mm)	Sesiones/intervalos (semanas)
Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)		OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
Verrucae vulgaris		OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = spray abierto CP = sonda contacto FTC = ciclos congelacion/descongelación  
Los tiempos de tratamiento son indicativos y pueden variar según el tamaño de la boquilla de pulverización o la sonda de contacto, el tamaño y el tipo de lesión, la distancia, de rociado así como las preferencias personales.

FI	LN <sub>2</sub> Hoitoajat	Tekniikka	Aika (s)	FTC	Etäisyys (mm)	Hoitokertoja/hoitoväli (viikkoja)
Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)		OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
Verrucae vulgaris		OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = open spray (spray-suutin) CP = contact probe (kontaktikärki) FTC = freeze/thaw cycles (jäätymis/sulamis -sykli)  
Hoitoajat ovat indikaattivisia ja voivat vaihdella spray- tai kontaktikärjen koon, leesion tyypin ja koon, spray-kärjen etäisyyden sekä käyttäjän mukaan.

FR	LN <sub>2</sub> Temps de traitement	Technique	temps	FTC	Marge (mm)	Sessions/intervalles (semaines)
Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)		OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
Verrucae vulgaris		OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = spray ouvert CP = sonde contact FTC = cycles gel/ dégel  
Le temps de traitement est indicatif and peut être variable selon la taille du de la buse de pulvérisation ou de la sonde de contact, taille et type de lésion, distance de pulvérisation aussi bien que les préférences personnelles.

GR	LN <sub>2</sub> Χρόνοι Θεραπείας	Τεχνική	Χρόνος (δευτ.)	FTC	Όριο (χιλ.)	Συνεδρίες/μεσοδιάστημα (εβδομάδες)
Basal cell carcinoma (1-1.5 cm) Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα		OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
Verrucae vulgaris Κοινές μυρμηγκιές		OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

(OS) ΕΨ=Ελεύθερος ψεκασμός (CP) ΑΕ=Ακροφύσιο επαφής (FTC) ΚΨΤ=Κύκλοι ψύξης/τήξης  
Οι χρόνοι θεραπείας είναι ενδεικτικοί και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του ακροφυσίου ψεκασμού ή επαφής και του τύπου της βλάβης, την απόσταση ψεκασμού καθώς και τις προσωπικές προτιμήσεις.

HU	LN <sub>2</sub> Folyékony nitrogén kezelési idő	Eljárás	Idő (s)	FOC	Szegély (mm)	Alkalom/intervallum (hetek)
Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)		NYS vagy KF	40-90	1	3-5	1 / -
Verrucae vulgaris		NYS vagy KF	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

NYS = nyitott sprayfej KF = kontaktfej FOC = fagyás / olvadás ciklusok  
A kezelési idő tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a szórófejek vagy a kontaktfejek méretei, vagy az adott elváltozás mérete és típusa miatt, vagy a permetezés távolsága miatt, valamint a személyn preferenciák miatt.

IT	LN <sub>2</sub> Tempi di trattamento	Tecnica	Tempo (s)	FTC	Margine (mm)	Sessioni / Intervallo (settimane)
Carcinoma Basocellulare (1-1.5 cm)		OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -

<b>Verruca volgare</b>	OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4
------------------------	----------	-------	---	-----	-----------

OS = ugello CP = sonda a contatto FTC = cicli di congelamento (gelo/disgelo)

I tempi di trattamento sono indicativi e possono variare in base alle dimensioni dell'ugello spray o della sonda a contatto, alla dimensione e al tipo di lesione, alla distanza dello spruzzo così come alle preferenze personali.

NL	LN <sub>2</sub> Behandel Tijd	Techniek	Tijd (s)	BOC	Marge (mm)	Sessies/interval (weken)
	<b>Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)</b>	OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
	<b>Verrucae vulgaris</b>	OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = open spray CP = contact probe BOC = bevries/ontdooi cycli

De behandelzeiten zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de grootte van de spray opening en contact probe, grootte en aard van de laesie, de spray afstand en uw persoonlijke voorkeur.

NO	LN <sub>2</sub> Behandlingstid	Teknik	Tid (s)	FTC	Margin (mm)	Sesjoner/intervall (uker)
	<b>Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)</b>	OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
	<b>Verrucae vulgaris</b>	OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = open spray (åpen spray) CP = contact probe (kontakt probe) FTC = freeze/thaw cycles (fryse/tine sykluser)

Behandlingstider er veiledende og kan variere i forhold til størrelsen på spray dyse eller kontakt sonde, størrelse og type skade, spray avstand samt personlige preferanser.

PL	LN <sub>2</sub> Ilość zabiegów	Jak używać	Czas (s)	FTC	Margines (mm)	Ilość sesji/przerwy (tygodnie)
	<b>Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)</b>	OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
	<b>Verrucae vulgaris</b>	OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = rozpryskowo CP =sonda kontaktowa FTC = zamrażanie/rozmarzanie, ilość cykli

Ilość zabiegów jest tylko wskazówką i może zależeć od rozmiaru użytej sondy rozpryskowej czy kontaktowej, rozmiaru i typu miejsca zabiegu a także oceny personelu.

PT	LN <sub>2</sub> tratamento tempos	Técnica	Tempo (s)	FTC	Margem (mm)	Sessões / intervalo (semanas)
	<b>Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)</b>	OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
	<b>Verrucae vulgaris</b>	OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = pulverizador aberto CP = sonda de contato FTC = ciclos de congelamento / descongelamento

Os tempos de tratamento são indicativos e podem variar de acordo com o tamanho do bico de pulverização ou contacto sonda, tamanho e tipo de lesão, spray distância, bem como as preferências pessoais.

RO	LN <sub>2</sub> Timpi de tratament	Tehnică	Timp (s)	FTC	Marjă (mm)	Sesiune/interval (săptămâni)
	<b>Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)</b>	OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
	<b>Verrucae vulgaris</b>	OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = pulverizator CP = sondă de contact FTC = cicluri de îngheț/dezghet

Timpii de tratament sunt orientativi și pot varia în funcție de mărimea duzei de pulverizare sau a sondei de contact, mărimea și tipul leziunii, distanța de pulverizare, precum și preferințele personale.

SE	LN <sub>2</sub> Behandlingstider	Teknik	Tid (s)	FTC	Marginal (mm)	Behandlingar/intervall (veckor)
	<b>Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)</b>	OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
	<b>Verrucae vulgaris</b>	OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = open spray (öppen spray) CP = contact probe (kontaktsond) FTC = freeze/thaw cycles (frysa/tö cykler)

Behandlingstiderna är vägledande och kan variera beroende på storleken på sprutmunstycket eller kontaktsond , storlek och typ av skada, sprutavstånd samt personliga preferenser.

UK	LN <sub>2</sub> Treatment Times	Technique	Time (s)	FTC	Margin (mm)	Sessions/interval (weeks)
	<b>Basal cell carcinoma (1-1.5 cm)</b>	OS or CP	40-90	1	3-5	1 / -
	<b>Verrucae vulgaris</b>	OS or CP	05-15	1	1-2	1-3 / 3-4

OS = open spray CP = contact probe FTC = freeze/thaw cycles

Treatment times are indicative and may vary according to size of the spray nozzle or contact probe, size and type of lesion, spray distance as well as personal preferences.

... cryosurgical equipment by CORTEX TECHNOLOGY



2460



CORTEX TECHNOLOGY ApS Plastvaenget 9 9560 Hadsund Denmark